

1. IDENTIFIKACE VÝROBKU

Kombi zátka	BÍLÁ REF:	M1605 (CPHF-WYJ32W)
	MODRÁ REF:	M1602 (CPHF-WYJ32B)
	ČERVENÁ REF:	M1603 (CPHF-WYJ32)

Univerzální uzavíratelná zátka /obojstranná/ bez injekčního portu

2. NÁVOD K POUŽITÍ

K uzavření průtoku roztoků nebo krve při infuzní nebo krevní terapii.

Texty uvedené na obalech:

Upozornění: Testováno na přítomnost pyrogenů. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Nepoužívejte znovu. Při opakovaném použití může být pacient vystaven riziku křížové infekce.

3. SYMBOLY NA OBALE

Na obalech jsou uvedeny následující důležité informace a symboly (vytisknuté dle možnosti velikosti obalů):



Název a adresa výrobce



Značka shody dle směrnice EU



Expirace/použít do data



Nepoužívat opětovně. Na jedno použití



Šarže/výrobní dávka



Chránit před vlhkem



Katalógové číslo



Chránit před slunečním zářením



Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno



Výrobek je apyrogenní



Datum výroby



Neprovádět opětovnou sterilizaci



Sterilizováno ethylen-oxidem



Výrobek neobsahuje latex

Revize: 00/01.08.2021

Distributor:

Clinipharma s.r.o., Viklefova 1795/10,
13000 Praha, Česká republika

Výrobce:

PRO-ACTIVE S.r.l. Viale del Commercio 12,
Rovigo 45100, Italy

 0425