


Drawing





Material

01 Protective cap

PE, translucency

02 Spike

ABS, white



Layout/Soft blister

PRO-OMNIA LOCK
TRANSFER NEEDLE
ÜBERLEITUNGSKANÜLE
PERFORATORE A DOPPIA PUNTA PER TRAVASI
PŘEPOUŠTĚCÍ TRN / PREPÚŠŤACÍ TRN
IGŁA TRANSFEROWA

Non pyrogenic. Use only if packaging is undamaged. Do not reuse. If reused, the patient may be exposed to cross-infections risks.

Pyrogenfreiheit geprüft. Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung. Nicht wiederverwenden. Wenn wiederverwendet, kann der Patient zu Kreuzinfektionen Risiken ausgesetzt sein.

Apirogeno. Utilizzare solos se l'imballo è integro. Non riutilizzare. In caso di riutilizzo il paziente potrebbe essere esposto al rischio di infezioni incrociate.

Testované na prítomnosť pyrogénov. Nepoužívajte, pokiaľ je obal poškodený. Nepoužívajte znovu. Pri opakovanom použití môže byť pacient vystavený riziku krížovej infekcie.

Testované na prítomnosť pyrogénov. Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Nepoužívajte opakovan. Pri opakovanom použití môže byť pacient vystavený riziku krížovej infekcie.

Wolne od pirogenów. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Nie używać ponownie. Wielokrotne stosowanie może narazić pacjenta na ryzyko zakażenia krzyżowego.

REF: M1608

LOT 20201125

CE 0425 STERILE EO

2020-11

2025-10

Ph+
CliniPharma Group

CLINIPHARMA s.r.o., Vilekova 1795/10
130 00 Prague, Czech republic

PRO-ACTIVE S.R.L., V.le Commercio 12
45 100 Rovigo, ITALIA

Rev. 2/06-21

Printing size:
101x45 mm

Printing color:
PANTONE 185C

Print without frame

Layout/Sticker on carton

PRO-OMNIA LOCK
TRANSFER NEEDLE
ÜBERLEITUNGSKANÜLE
PERFORATORE A DOPPIA PUNTA PER TRAVASI
PŘEPOUŠTĚCÍ TRN / PREPÚŠŤACÍ TRN
IGŁA TRANSFEROWA

CE 0425 STERILE EO

300

pieces
Stück
pecezi
kusů
kusov
Szuk

Ph+
CliniPharma s.r.o.

CLINIPHARMA s.r.o., Vilekova 1795/10, 130 00 Prague, Czech republic
PRO-ACTIVE S.R.L., V.le Commercio 12, 45 100 Rovigo, Italy

REF
M1608

LOT
20130125

2013-01

2017-12

Printing size:
160x120 mm

Printing color:
PANTONE 185C

2 stickers glued on
shipping carton

Packaging

corrugated cardboard, without iron pins, no plastic strips

Size: 380x250x225 mm

Volume: 0,0214 cbm

Ctn: 300 pcs

Palette: 21.600pcs (72 ctn)

Weight ctn: 3 kg

1.2 x 0.8 x 2.0 m

Sterilization

EO sterilization

Guaranty


5 years

PRODUCTION LIST

CPH-PrL-TNE rev.1/02-2022

TECHNICAL SHEET

TRANSFER NEEDLE
CPHF40030 (M1608)



No.	Part Name	Material
1	Double Spike	ABS
2	Protective Cap	PE



CPHF40030
(M1608)

PACKAGING

Primary Packing - SoftBlister (133 x 66) mm
50pcs PE bag
300 pcs Shipping Carton (380x250x225) mm